

### Devono essere prese particolari precauzioni dopo il trattamento?

Immediatamente dopo il trattamento viene consigliata l'applicazione di un ice pack per ridurre l'irritazione della superficie trattata.

Si raccomanda inoltre una crema antibiotica.

I primi giorni, dopo il laser, evitare di strofinare la zona, proteggendola con una fasciatura, a guarigione completa applicare filtro solare totale.

### Quali sono gli effetti secondari?

Il sistema laser Candela riduce enormemente il pericolo di cicatrici o di modifica della tessitura.

È possibile una leggera ipopigmentazione od un arrossamento temporaneo intorno alla zona trattata.


Alcuni pazienti riferiscono di ipo od iperpigmentazione per qualche settimana dopo il trattamento, con successiva risoluzione dell'effetto secondario.



39100 BOLZANO - Via Tripoli 10  
Tel.- Fax 0471 264889  
E-mail: bonelli.m@tin.it



\*Candela®. Candela lasers are made in the USA.



*Informazioni per il paziente*

**Rimozione delle  
macchie pigmentate  
e dei tatuaggi  
con Laser Q-Switched**

## Rimozione dei tatuaggi e delle lesioni pigmentate

### Per quale ragione il trattamento laser è sicuro?

Il trattamento con il laser ad Alessandrite Q:Switched Candela è più sicuro delle metodiche tradizionali, per la capacità esclusiva di interagire con le zone pigmentate lasciando intatti i tessuti circostanti.

### Quali patologie possono essere trattate con il sistema laser Candela?

Le lesioni quali il Nevo di Ota, le lesioni pigmentate benigne quali lentiggini solari di età, efelidi, macchie caffè latte, nevo di Ito, nevo di Becker, i tatuaggi multicolori (amatoriali e professionali) in particolare i colori nero, marrone, blu, verde ed acqua. L'efficacia del laser dipende dall'età, dalla posizione, profondità e tipo di tatuaggio o lesione pigmentata, ma anche dalla composizione del pigmento.

*Prima del trattamento*



*Dopo il trattamento*

### Come viene eseguito il trattamento?

Il trattamento con il laser Candela differisce da paziente a paziente.

Generalmente si seguono le seguenti procedure:

- ◆ Il paziente dovrà indossare speciali occhiali protettivi.
- ◆ A discrezione del medico potranno essere eseguiti alcuni test sulla zona da trattare, per valutare i parametri più efficaci.

*Lesione pigmentata prima del trattamento*



*Dopo il trattamento con laser Candela*

- ◆ Il trattamento consiste nel posizionamento di un manipolo sulla cute e nell'attivazione del laser. I pazienti riferiscono che il dolore è simile a quello generato dal rilascio di un elastico sulla pelle.
- ◆ Lesioni pigmentate o tatuaggi di dimensioni ridotte vengono trattate con pochi spot, quelle più ampie con un numero maggiore. Tutti i tatuaggi richiedono sedute multiple.
- ◆ Il sistema laser Candela è meno doloroso e richiede un minor tempo di recupero rispetto alle altre metodiche. Il grado di discomfort dipende dalla soglia di dolore dell'individuo. La maggior parte dei pazienti non richiede anestesia, comunque il medico, indipendentemente dalla sede anatomica e del tipo di lesione può decidere se usare una qualche forma di anestesia.

### Si possono trattare lesioni pigmentate o tatuaggi che siano stati trattati precedentemente con altre modalità?

I pazienti trattati precedentemente per la rimozione di tatuaggi o lesioni pigmentate, con altre modalità e scarso successo, possono venir trattati con il laser Q:Switched Candela, sempre che l'epidermide non abbia subito danni, cicatrici od eccessiva riduzione di elasticità.